

HBG01 ARNÉS PARA GRÚA ALTO

Confort. 91x132 cm. 200kg capacidad máx.



CARACTERÍSTICAS ARNÉS HBG01:

Medidas de la bolsa: Largo 1250 x Ancho 750mm

Material: Nylon tejido de punto o tela de malla, estructura reforzada en el cuerpo del Nylon

Ancho de banda lateral: 48mm

Grosor de la banda lateral: 1.2mm

Embalaje: 1 / bolsa de polietileno o caja de color, personalizable

Medidas del embalaje: 700x300x10mm

Capacidad de carga: 200kg

Peso del producto: 1.7kg



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

 @byHergom  5624482452