






SILLA CON INODORO PLEGABLE Y DESMONTABLE DE ACERO CON ALUMINIO. AWC01

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

-  Estructura metálica de aleación de aluminio y plástico
-  Altura regulable.
-  Capacidad de carga 100 kg máx.





Medidas:

Ancho del asiento: 56 cm

Profundidad del asiento: 43 cm

Altura del asiento (de asiento a suelo): 59 - 73 cm

Altura del reposa brazos (asiento a apoya brazos): 21.59 cm



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452