



Asiento Anti-decubitus [Cuadrado]

ADS-C

El único diseño ondulado produce ventilación de aire, mantiene la piel seca y promueve la circulación de la sangre. Este producto es adecuado para todo tipo de personas, incluyendo aquellas que necesitan terapia de rehabilitación y trabajadores de oficina de tiempos prolongados.

- Material de fabricación: Película flocada de 700 μm o material PVC de recubrimiento.
- Dimensiones después de la expansión: 450 x 420 x 55 mm.
- Capacidad de peso: 100 kg



***INCLUYE: Bomba de aire para inflado.**

** Todas las especificaciones y configuraciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890