

Baumanómetro Digital de Escritorio Veterinario B15V

smart
XIGNAL
monitors

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Pantalla a color LCD
MEDICIÓN NIBP (PANI) completamente automática
Memoria para datos de tres usuarios.
Unidades de NIBP (PANI): mmHg y kPa.
Apagado automático cuando no hay operación durante varios minutos.
Indicación de batería baja
Función opcional de SpO2 (Se requiere sensor SpO2)
Interfaces de revisión de datos:

- Lista de datos
- Gráfica de tendencia
- Fuente grande

Dimensiones: 130mm(L) x 110mm(W) x 80mm(H)
Comunicación con la PC, para las funciones de revisión de datos, análisis de resultados, observar los gráficos de tendencia e imprimir reportes.

Incluye brazal.



Matriz
CDMX.
01(55) 30939090

Sucursal
GDL.
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890

www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE