



BC 28

beurer
salud

Monitor de presión arterial BC28

Ingeniería
Alemana



indicador de
riesgo

Indicador de riesgo: Clasificación de
medidas con escala de colores



ritmo cardiaco
irregular

Detección de arritmias:
Aviso en caso de posibles
alteraciones del ritmo cardiaco



HealthManager Pro



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la muñeca

Con brazalete para circunferencias de muñeca de 14 - 19,5 cm

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Valor medio de todas las mediciones almacenadas y presión arterial
matutina y vespertina de los últimos 7 días

Pantalla clara y fácil de leer

Fecha y hora

Apagado automático

Señal de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Incluye 2 pilas AAA de 1,5 V y un práctico estuche

Producto médico

Medidas del producto (LxAnxAI): 84 x 60 x 29 mm

Peso del producto: aprox. 92 g (sin pilas, con brazalete)