



BC 30

beurer  
medical



## Monitor de presión arterial BC30



Indicador de riesgo: Clasificación de medidas con escala de colores



Detección de arritmias: Aviso en caso de posibles alteraciones del ritmo cardiaco



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la muñeca

Con brazaletes para circunferencias de muñeca de 13,5 - 19,5 cm

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Cálculo del valor medio de los 3 últimos valores medidos guardados

Pantalla clara y fácil de leer

Fecha y hora

Apagado automático

Señal de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Incluye 2 pilas AAA de 1,5 V y un práctico estuche

Producto médico

Medidas del producto (LxAnxAI): 70 x 72 x 27,5 mm

Peso del producto: aprox. 105 g (sin pilas, con brazaletes)