

BAUMANOMETRO DE PRESIÓN ARTERIAL CON FUNCIÓN DE VOZ BD-1



Es un dispositivo con una amplia pantalla LCD retroiluminada y función de voz.



Función de Voz

- Gran pantalla LCD
- Diseñados con tecnología "Intellisense" que garantiza mediciones de presión arterial rápidas, precisas convenientes.
- Memoria con capacidad de hasta 80 lecturas.
- Indicación de error por movimiento durante la medición.
- Detección de latidos cardíacos irregulares.
- Incluye brazalete para adultos.



**Alerta Irregularidad
en Ritmo Cardíaco**



**Pantalla LCD con
Retroiluminación**



**Alerta de
Movimiento**



**Detección
del Brazal**

Especificaciones técnicas:

- Método de medición: medición de oscilación
- Rango de medición: 0~300 mmHg (0,0-40,0 kPa)
- Pulso: 40~200 veces/min
- Precisión:
 - Presión: dentro de $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$)
 - Frecuencia del pulso: dentro del 5% del valor de lectura
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA o alimentación de CC de 5 V/1 A
- Duración máxima de la batería: 300 veces
- Circunferencia adecuada de la parte superior del brazo: 22-32cm
- Dimensiones: 130x96x75(mm)
- Peso: 251 g (sin pilas)



Categoría de presión arterial	Presión Arterial Sistólica	Presión Arterial Diastólica
Normal	menos de 120	menos de 80
Presión arterial alta (sin otros factores de riesgo cardiaco)	140 o mayor	90 o mayor
Presión arterial alta (con otros factores de riesgo cardiaco, según algunos proveedores)	130 o mayor	80 o mayor
Presión arterial peligrosamente alta - Busque atención médica de inmediato	180 o mayor	120 o mayor



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452