

Fith

By **HERGOM**[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

PLICÓMETRO MODELO BF02

El **PLICÓMETRO DIGITAL** es un dispositivo avanzado y preciso utilizado para medir el grosor de los pliegues subcutáneos, proporcionando datos importantes para el cálculo de la grasa corporal. Ideal para profesionales de la salud y entrenadores, este equipo permite realizar mediciones de manera rápida, precisa y cómoda.

Características:

Precisión: ± 0.1 mm.

Pantalla: Pantalla digital LCD de fácil lectura.

Unidades de Medición: Medición en milímetros (mm).

Calibración: Precalibrado de fábrica para un uso inmediato.

Medición Precisa: Permite realizar mediciones exactas del grosor de los pliegues subcutáneos, facilitando la evaluación de la composición corporal.

Fácil de Usar: Con un diseño ergonómico, es cómodo de manejar para realizar mediciones rápidas y sin esfuerzo.

Ligero y Portátil: Ideal para profesionales que requieren medir pliegues subcutáneos en diferentes ubicaciones, como clínicas, gimnasios, y otros entornos de salud.

Lecturas Rápidas: Obtención de datos en tiempo real con solo presionar el botón de medición.

Ideal para médicos, fisiculturista, deportistas, nutriólogos y personas que necesiten un control periódico de su grasa corporal.



HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452