

BESTMAN



DOPLER FETAL DE BOLSILLO BF500C



Visualización de Onda



Visualización de Numeral



Menú de Sistema



CARACTERÍSTICAS

- Extra ligero.
- Batería recargable con duración de 4 horas continuas.
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audifonos.
- Pantalla LCD con luz , proporcionando excelente visión.
- La pantalla muestra volumen, encendido, batería.
- Advertencia de latido fetal anormal.
- Apagado Automático (después de un minuto sin uso).
- Control de volumen.
- Luz tenue/obscura cuando hay batería baja o fuera de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Batería recargable (opción de pila de 9V).
- Frecuencia: 2 Mhz \pm 10%.
- Intensidad: 10 - 40 °C.
- Área de transducción: 6 = 5 cm.
- Audio: 1.8 w.

INCLUYE

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Doppler | 1 Envase de gel 50 g |
| 1 Estuche para Doppler | 1 Cargador |
| 1 Transductor | 1 Correa |
| 1 Calendario de gestación | 1 Instructivo |

FUNCIONES

- Detección de latido fetal después de 12 semanas.
- Detección sanguínea de cordón umbilical.
- Detección de flujo carotídeo.
- Detección placentaria por flujo sanguíneo.
- Coadyuvante en la detección de trastornos o malformaciones.



HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

Matriz
Poniente 126-A
#62 CDMX
(55) 30939090

Sucursal
GDL
(33) 3617 0335
(33) 3617 0465
Fax (33) 3618 6165

Sucursal
MTY
(81) 1365 2926
(81) 1365 2927
(81) 8346 8282
Fax (81) 8311 4364

Sucursal
PUE
(222) 403 2997
(222) 211 4462
Fax (222) 296 7570

Lado sin costo
y del interior de
la república
800 087 0890
www.hergom-medical.com



@BYHERGOM