





BG21 Báscula Bioeléctrica de Diagnóstico Amplio



Ingeniería
Alemana



Con una pantalla más grande



Impresión con efecto "ver-a través"

Gran pantalla LCD con pantalla múltiple

Tamaño de los dígitos (indicador de peso): 25 mm

Peso corporal, grasa corporal, agua corporal, proporción muscular, masa ósea, consumo calórico (TMB/RAM)

Con cálculo de IMC

Interpretación de la grasa corporal

5 niveles de actividad

Capacidad para memoria de 10 personas

Indicación de sobrecarga

Capacidad de 180 kg

División:

- 0,1% de grasa corporal, agua corporal, proporción muscular
- 100 g para el peso corporal, la masa ósea

Aprovechar la tecnología Apagado automático

2 pilas de 3 V CR2032 incluidas

Medidas del producto: 30 x 31,5 x 2,5 cm