



BM 26

beurer  
salud

## Monitor de presión arterial BM 26



Indicador de riesgo: Clasificación de medidas con escala de colores



Indicador de riesgo: Clasificación de medidas con escala de colores



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Cuatro memorias de usuario para 30 valores medidos cada una

Con brazalete para circunferencias de brazo de 22-35 cm

Cálculo del valor medio de las 3 últimas mediciones

Pantalla clara y fácil de leer

Fecha y hora

Apagado automático

Señal de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V y bolsa de almacenamiento

Producto médico

Medidas del producto (LxAnxA): 155 x 110 x 70 mm

Peso del producto: aprox. 395 g (sin pilas, con brazalete)

Brazalete XL (30-42 cm) disponible por separado: Art. No. 162.973