



BM 26 Monitor de presión arterial

Medición de pulso y presión arterial completamente automática en la parte superior del brazo.

Pantalla fácil de leer

Promedio de las últimas 3 mediciones

4 x 30 espacios de memoria

Clasificación de valores con escala de colores

Detección de arritmias: advertencia en caso de posible alteración del ritmo del corazón

Producto médico

Para circunferencias del brazo superior de 22 - 35 cm

Fecha y hora / desconexión automática

Señal en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y deflación

Pasaporte de presión sanguínea

Indicador de cambio de batería

Con bolsa de almacenamiento

Incluye 4 pilas AA de 1.5V

Medidas del producto (L / W / H): 155 x 110 x 70 mm

Peso del producto: aprox. 395 g

Puño XL (30 - 42 cm) disponible como accesorio por separado.

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 6 x 4

EAN no : 4211125 65228 9