

## BM 27SBF Edición limitada Monitor de presión arterial



brazal  
universal



Control del  
brazal



Posición del brazal



Brazalete para circunferencias del brazo 22 a 36 cm

Control de posición del brazalete: Para asegurarse de que el brazal esté correctamente colocado en la parte superior del brazo

Medición completamente automática de la presión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Pantalla clara y fácil de leer

Indicador de riesgo:

Clasificación de medidas con escala de colores

Detección de Arritmia:

Advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Cuatro memorias de usuario para 30 valores medidos cada una

Promedio de todas las medidas

Fecha y hora

Apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y desinflado

Indicador de cambio de batería

Incluido 4 pilas AA de 1,5 V

Dispositivo médico

Medidas del producto (LxAnxAI): 112 x 110 x 53 mm

Peso del producto: aprox. 341 g (con manguito, sin pilas)



Edición Limitada  
Color Especial