



Cuff wrapping guide



BM27 Monitor de presión arterial

Medición de pulso y presión arterial totalmente automática en la parte superior del brazo

Pantalla fácil de leer

Promedio de todas las medidas

4 x 30 espacios de memoria

Clasificación de valores con escala de colores

Detección de arritmias: advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Guía de envoltura de manguitos

Para circunferencias del brazo de 22 a 36cm

Producto medico

Fecha y hora / desconexión automática

Señal en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y deflación

Incl. 4 pilas AA de 1.5V

Medidas del producto (LxWxH): 112 x 110 x 53 mm

Peso del producto: aprox. 219 g (sin baterías ni manguito)

3 años de garantía