



BM 53

beurer  
salud

## Monitor de Presión Arterial BM 53



Ingeniería  
Alemana



Detección avanzada de arritmias:  
Detecta la fibrilación auricular para  
prevenir los accidentes cerebrovasculares.



Los médicos recomiendan la triple  
medición para obtener mediciones  
aún más precisas



Medición fiable, incluso  
durante el embarazo



HealthManager Pro



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Indicador de reposo patentado\* para resultados de medición exactos

Comprobación de la posición del brazalete: Para asegurarse de que el brazalete está correctamente colocado en la parte superior del brazo.

Detección de arritmias: detecta y avisa de posibles arritmias cardíacas.

Indicador de riesgo: Clasificación de las medidas con escala de colores

Dos memorias de usuario para 100 valores medidos cada una

Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación

Valor medio de todas las mediciones almacenadas y presión arterial matutina y vespertina de los últimos 7 días

Preselección automática de presión y deflación

Dispositivos médicos

Fecha y hora / Apagado automático

Indicador de cambio de pilas

Con brazalete premium para circunferencias de brazo de 22 - 42 cm

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V y bolsa de almacenamiento

Producto sanitario conforme al nuevo Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 (MDR)

Medidas del producto (LxAnxAI): 140 mm x 94 mm x 46 mm

Peso del producto: aprox. 437 g (sin pilas, con brazalete)