



BM 57

beurer
salud

Monitor de presión arterial BM 57 Bluetooth®



Ingeniería
Alemana



**brazaletes
universal**

Con brazaletes para circunferencias de
brazo de 14-19.5 cm



**ritmo cardiaco
irregular**

Detección de arritmias:
Aviso en caso de posibles
alteraciones del ritmo cardiaco



HealthManager Pro



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la muñeca

Redes innovadoras entre teléfonos inteligentes y un monitor de presión arterial. Las mediciones se pueden monitorear usando la aplicación Beurer HealthManager / Internet / PC

Transferencia a través de la tecnología Bluetooth®.

Medición automática durante el inflado: para una medición rápida y cómoda

LCD con luz de fondo blanca

2 x 60 espacios de memoria / cálculo del valor promedio

Clasificación de medición con carta de colores

Detección de arritmias: advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardiaco

Producto médico

Con brazaletes para circunferencias de muñeca de 23 - 43 cm

Fecha y hora / apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Incluye 2 baterías de 1.5V AA

Medidas del producto (LxWxH): 94 x 161 x 64 mm

Peso del producto: aprox. 349 g (con brazaletes, sin pilas)



BM 57

beurer
salud



Ingeniería
Alemana



CONEXIÓN



Innovadora conexión en red entre el smartphone y el tensiómetro: controle sus mediciones en casa y mientras se desplaza. Se sincroniza fácilmente con tu smartphone mediante Bluetooth®.



Syncs with

- iOS ≥ 9.0
- Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® 4.0



Lista de dispositivos compatibles

657.09_BM57_2021-09-21_02_DS_EN_BEU Sujepto a errores y cambios

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es una marca comercial de Google LLC.

* Aplicación en línea probada "beurer HealthManager" Cloud. Sólo puede utilizarse con todas sus funciones con la aplicación "beurer HealthManager Pro" / "beurer HealthManager".