



BM 95

beurer
salud

Baumanómetro BM 95 con función ECG



Ingeniería
Alemana



Dispositivo de ECG de 1 canal para registrar el ritmo cardíaco



Detección avanzada de arritmias: detecta fibrilación auricular y contracciones ventriculares prematuras



Con manguito para circunferencias de brazos de 22 a 42 cm



HealthManager Pro



Control óptimo de la presión arterial y el ritmo cardíaco a través de la aplicación + software

Medición totalmente automática de la presión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Indicador de riesgo: clasificación de medidas

Pantalla XL de fácil lectura

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Función de Alarma

Dispositivo médico


Fecha y hora / apagado automático

Indicador de cambio de batería

Incl. 4 pilas AAA de 1,5 V y estuche de almacenamiento

Medidas del producto (LxAnxAI): Tensiómetro: 127 x 127 x 44 mm
Barra de ECG: 127 x 25 mm


Peso del producto: monitor de presión arterial: ca. 430 g (sin pilas, con brazaletes)
Palo de ECG: ca. 40 g




Ingeniería
Alemana




CONEXIÓN





+




+









sync via
Bluetooth®







APP
SOFTWARE

sync via
USB







works with




Download on the
App Store



Syncs with



• iOS ≥ 9.0
• Android™ ≥ 5.0
• Bluetooth® 4.0



Lista de dispositivos
compatibles

658.34.BM95.2019-01-28_01_DS_EN_BEU Sujeto a errores y cambios

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos están registrados Marcas comerciales de su propiedad por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH está bajo licencia. Otras marcas comerciales son los de sus respectivos dueños. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países Países. App Store es un servicio marca de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países Países. Google Play y Google El logotipo de Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es un marca comercial de Google LLC.

* Aplicación en línea probada "beurer HealthManager" Cloud
Sólo puede utilizarse con todas sus funciones con la aplicación "beurer HealthManager Pro" / "beurer HealthManager".