



BM 64

beurer
salud

Tensiómetro BM 64 - Con detección de fibrilación auricular (AFib) para la prevención de accidentes cerebrovasculares.



Detección avanzada de arritmias: Detecta fibrilación auricular para la prevención de accidentes cerebrovasculares.



Medición triple recomendada por los médicos para obtener lecturas más precisas



Tecnología de inflado: Máximo confort en la medición gracias a la suave acumulación de presión y tiempos rápidos de medición.



Ingeniería
Alemana



Medición totalmente automática de la tensión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Detección de arritmias: detecta y avisa de posibles arritmias cardíacas.

Indicador de reposo patentado* para resultados de medición exactos

Control de posición del brazalete: para la correcta colocación del brazalete en el brazo

Indicador de riesgo: Clasificación de las medidas con escala de colores

2 usuarios con 120 valores de medición cada uno

Fácil de usar mediante 4 botones de sensor táctiles

Controla en todo momento la evolución de los valores de presión arterial con la app «beurer HealthManager Pro»

Pantalla XL negra de fácil lectura con retroiluminación

Cálculo del valor medio de todos los valores de medición guardados y la presión arterial matutina y nocturna de los últimos 7 días

Preselección automática de presión y deflación

Dispositivo médico

Fecha y hora / Apagado automático

Indicador de cambio de pilas

Con brazalete premium para circunferencias de brazo de 22 - 42 cm

Innovadora conexión en red entre el smartphone y el tensiómetro: controle sus mediciones en casa y mientras se traslada.

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V, cable USB y bolsa de almacenamiento

Producto sanitario conforme al nuevo Reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 (MDR)

Medidas del producto (LxAnxAI): 143 mm x 105 mm x 60 mm

Peso del producto: aprox. 450 g (sin pilas, con brazalete)

* Patent EP 1 673 009

654.00_BM64_2023-10-09_02_DS_EN_BEU Sujeto a errores y cambios

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos están registrados. Marcas comerciales de su propiedad por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH está bajo licencia. Otras marcas comerciales y los nombres comerciales son los de sus respectivos dueños. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Países. App Store es un servicio marca de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. Países. Google Play y Google El logotipo de Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es un marca comercial de Google LLC.