

Cama hospitalaria manual 3 manivelas con base de rejilla.

C3031



217



97





175



Especificaciones Técnicas:

Posiciones:

Max. 125kg.



- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Sistema de manivelas.
- Protectores anti impactos de plástico de alta resistencia.
- 3 manivelas para control de posiciones: Torso - Pies - Altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección abatibles de aluminio.
- Frenos de seguridad en cada rueda.
- Cabecera y piecera desmontables de PVC.
- Capacidad de carga: 175kg. con accesorios