


Cama hospitalaria eléctrica 3 posiciones base semisólida

C3230-2



217



97






175



Especificaciones Técnicas:

Posiciones:



- Sistema eléctrico de elevación de 3 posiciones.
- Control remoto de posiciones: -cabeza -pies-altura.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de hasta 135Kg y 175Kg con accesorios.