


C3238-2

Cama hospitalaria eléctrica
5 posiciones trendelemburg
base semisólida



Especificaciones Técnicas:

Posiciones:



- Sistema eléctrico de elevación de 5 posiciones
- Control remoto de posiciones: cabeza-pies-altura-tren de lemburg.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta hasta 175K. con accesorios