



BY HERGOM

CAMÁRA HDMI 2K CPCA2K

La cámara HDMI 2K está diseñada con salida HDMI y USB, con balance de blancos, exposición y ajuste de color automáticos para una fácil, rápida y profesional toma de fotografías y videos.

Se puede instalar en colposcopios pantográficos y de pedestal.


Características:

- Calidad de video: 2K, 30FPS; 1080P, 60FPS.
- Salida HDMI de alta calidad .
- Salida USB2.0 de alta velocidad.
- Perfil de resolución HDMI: 1920*1080px, 60FPS.
- Perfiles de resolución USB: 1920 x 1080 px, 30 FPS; 1280 x 720 px, 30 FPS; 640 x 480 px, 30 FPS; 320 x 240 px, 30 FPS.
- Formato de video: MP4 (para tarjeta TF).
- Formato de imagen: jpg.
- Controles Automático/ Manual:
Balance de blancos/ Luz/ Exposición.
- Color: RGB ajustable.
- Espejo: izquierda/derecha, arriba/abajo.
- Congelar: Soporte.
- Idiomas del OSD: inglés/ chino/ francés/ español/ japonés/ alemán.
- Línea: color diferente, 5 líneas horizontales, 5 líneas verticales, cualquier posición.



Especificaciones Técnicas:

- Sensor de imagen: sensor Panasonic CMOS de 34 megapíxeles de 1/2,33 pulgadas.
 - Píxeles efectivos: 34 megapíxeles.
 - Tamaño de píxel: 1,335 m × 1,335 m.
 - Velocidad de fotogramas: 60 fps.
 - De nición: FULL HD.
 - Carcasa: Aleación de aluminio.
 - Lente: C/CS.
 - Formato de salida de vídeo: MOV.
 - Zoom digital: soporte.
 - Control de brillo: automático/manual.
 - Color: R/G/B: ajustable.
 - Película y registro: soporte.
 - Cursor cruzado:
- Compatible con varios colores, tamaño ajustable.
- Línea transversal y vertical:
- Soporte multicolor, 5 piezas de líneas transversales, líneas verticales, móviles, cualquier posición.
- Interfaz de tarjeta TF: Max 64gb.
 - Interfaz HDMI: Salida HDMI estándar (Tipo A).
 - Interfaz USB: interfaz usb 2.0 estándar (tipo B).
 - Voltaje de entrada: CC 12V.
 - Ampliación: 0.5 X.
 - Rosca de montaje en C: 32TPI-UN-2A.
 - Microscopio de traje: Biológico y estéreo



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452