



CANU-A/P/N

Puntas nasales

La cánula nasal de oxígeno es un dispositivo médico diseñado para brindar oxígeno suplementario a los pacientes en forma no invasiva, mejorando su oxigenación.



CANU-N



CANU-P



CANU-A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo: Cánula de oxígeno.

Material: Policloruro de Vinilo (PVC).

Color: Transparente.

Tamaño: 2.55 mts. [Adulto, Pediátrica y Neonatal.]