

CCW01

Seccion en 3 partes con base,

Funcionamiento externo con estructura estabilizadora
(contiene aire),

Seccionando en 3 partes para evitar la flotación excesiva
del agua,

Contenido de aproximadamente 17 litros de agua.

- Dimensión: 200 x 90 cm
- Material: PVC

CCW01 Colchon De Agua



CCW01

AYUDA A PREVENIR LAS ÚLCERAS DE PRESIÓN,
PROMUEVE EL TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Y LAS COMPLICACIONES DE LA PIEL DEBIDO A LA INMOVILIDAD