

# Cama para hospital manual con ruedas

## CHR01

La cama de hospital manual con dos manivelas consta de las siguientes partes principales: paneles de cama, marco de cama, cabecera y los paneles de pie, rieles laterales, manivelas de metal, ruedas con freno.

235



96




200


**235kg de capacidad**

**Con revestimiento epóxico**
**Panel semisólido**
**Manivelas de grado Médico**

## Especificaciones Técnicas:


### Posiciones:



0 ~ 70°



0 ~ 35°


 Altura fija de  
45 Cm

- Estructura de cuatro paneles tipo panel semisólido para brindar soporte de forma ergonómica.
- Los paneles están fabricados de acero con revestimiento epóxico para mayor resistencia.
- Dos manivelas ubicadas en el extremo de la cama que se ajustan manualmente la posición.
- Equipado con un par de barandales desmontables mayor protección.
- Frenos de seguridad.
- Capacidad de carga: 235 kg. incluyendo accesorios.