



CAMA PLEGABLE CHR

130 kg
Capacidad
Máxima

Fácil de montar y desmontar
con accesibilidad de traslado








Niveles de altura en
respaldo y descanso pies

Acero esmaltado de
alta durabilidad










Útil seguro para
bloqueo de posición



Descripción:

-  Diseño plegable y compacto
-  Fabricada en acero esmaltado a 4 secciones
-  Barandales desmontables
-  10 niveles de ajuste en respaldo (0-87°)
-  5 niveles de ajuste de altura en descansa pies (0-9 cm)

Dimensiones:

-  Ancho: 90 cm
-  Largo: 190 cm
-  Altura piso a la base: 37 cm
-  Alto de barandales: 30 cm
-  Largo de barandales: 70 cm
-  Altura máxima del respaldo: 98.5±2 cm.
-  Peso de la cama: 29 kg

Partes esenciales:



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com