

COLPOSCOPIO DE PEDESTAL LED Colpo-199

El colposcopio Colpo-199 es un equipo compacto y ligero. Su diseño de pedestal con ruedas de movimiento libre lo hacen un equipo de manejo fácil, rápido y cómodo, con un rango de rotación de 360° y binoculares de 45. Equipado con Luz led blanca y fría que no distorsiona los colores.

- Enfoque: Macro-con movimiento de soporte; rango Micro de 40mm con ajuste manual de cremallera y piñón
- Distancia de trabajo: 295mm

Opcionales

- Cámara de alta resolución (CPCA)
- Capturador de imagen (USB)

Iluminación

- Fuente de luz fría: LED 60,000 lux
- Control de la iluminación
- Campo de iluminación: 80mm
- Fuente de alimentación: 110 V AC 200 W
- La intensidad de la luz: 80,000 LUX
- Filtro: Verde

Columna y Base

- Ángulo de rotación: 360 grados
- Elevación de golpe: 170mm
- Altura de objetivo al suelo: 1000mm a 1170mm
- Tamaño de la Base: 600mm
- Peso: 16 kgs



Descripción	Valores Oculares Centrales Objetivo f ^r = 300mm				
Aumento seleccionado	2.5x	1.6x	1x	.6x	.4x
Aumentos totales	17x	11.6x	6.9x	4.1x	2.8x
Campo de visión (mm)	12.5	18.5	31	43	80
Resolución Lp/mm	86	33	44	33	22.3

