



CONCENTRADOR DE OXÍGENO OLV-B1

El OLV-B1 es un concentrador de oxígeno portátil, ligero y silencioso, ideal para uso diario y viajes. Funciona conectado a corriente, automóvil o con batería recargable.

Características Técnicas:

- Tamaño 24.5 x 18.1 x 36.5 (cm)
- Peso: máquina de 5 kg, batería de 1 Kg
- Ajuste de flujo continuo: 0-3 LPM
- Pureza del Oxígeno: 90% $\pm$ 3% (1 LPM)
- Presión de salida: 40 kPa-60 kPa
- Nivel de Sonido: Menor a 40 dB (A)
- Energía: 110V $\pm$ 15V, 60Hz $\pm$ 1 Hz
- Energía CD 12 V
- Batería recargable 7800 mAh
- Energía consumible: 90 W
- Duración de la batería: 60 minutos



- **Tiempo de batería recargable:**
4 horas de tiempo recargable
90% recarga máxima, para evitar sobre carga