

CUBREBOCAS TIPO CONCHA
CON CLIP NASAL AJUSTABLE.
EMPAQUE CON 50 PZAS.
MOD. CUBC50

Mascarilla de uso diario

Nuestras mascarillas CUBC50 están diseñadas para el cuidado diario de la salud, proporcionando la protección necesaria día a día frente a partículas $\geq 2,5$ micras (PM2,5) suspendidas en el ambiente.

Características principales:

- El clip nasal ajustable proporciona un ajuste seguro.
- Fácil de usar y guardar.
- Desechable, liviano y económico.
- Útiles para el cuidado de salud diario para toda la familia.
- Sujeción elástica y cómoda.

Especificaciones técnicas:

- Poliéster no tejido
- Certificadas bajo el estándar GB/T 32610-2016 clase D.



Cómo utilizar una mascarilla



La parte del alambre debe quedar arriba, colócala y asegúrate de que te cubre la nariz y boca.



Moldea a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura.



Colócala bien para que quede el mínimo de separación entre la mascarilla y la cara.