

# Chison **ECO 1**

*Ecógrafo portátil  
a escala de grises*



# Diseño portátil y ergonómico



Monitor LED giratorio de 12 pulgadas (0 a 30°) con diferentes ángulos de visión.



Puertos de red, USB y salida de video.



Dos puertos activos para transductores.



Maleta de transporte. \* Se vende por separado

# ECO 1



El Chison ECO 1 portátil es un equipo de ultrasonido portátil y multifuncional a blanco y negro que se utiliza ampliamente en la práctica clínica.

Posee funciones especiales como Imágenes armónicas tisulares (THI), portapapeles, M-Tuning, rápida definición de Medida por el usuario, informe de formato PDF, creación de almacenamiento de formato AVI, pantalla con Inclinación hasta de 30 grados.



## Aplicaciones

Abdominal   Reproducción Urología   Vascular   Musculoesquelética

## Especificaciones

Monitor LCD de 12 pulgadas.

Modos B, 2B, 4B, M, B/M

Interfaz intuitiva y panel de control fácil de usar.

Optimización de imagen de un botón: M-Tuning.

Imágenes armónicas tisulares, imágenes compuestas...

Ligero, batería de iones de litio incorporada

Escaneo continuo durante más de una hora sin fuente de alimentación.

Dos (2) conectores universales para un cambio rápido de transductor durante el escaneo.

Dos (2) puertos USB 2.0 y puerto DICOM 3.0, puertos S-video y VGA.

Actualización de software basada en USB.



Memoria interna de 8 GB.

Estación de trabajo interna

Informe de formato PDF

Creación de almacenamiento de formato AVI

# Imágenes de calidad



2.5MHz - 5.0MHz Convexo  
C3-A

