



## CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un control de intensidad de luz (perilla en la parte superior del mango).
- Espéculos auriculares de diferentes diámetros.
- Lupa integrada a la cabeza del otoscopio removible.
- Estuche tipo piel color negro.
- Mango negro liso de plástico.
- Requiere 2 baterías tipo c 1.5 volts.

**Matriz**  
México D.F.  
01(55)3093 9090

**Sucursales**  
Guadalajara  
01(33)3617 0335  
01(33)3617 0465  
Fax 01(33)3618 6165

**Monterrey**  
01(81)1365 2926  
01(81)1365 2927  
01(81)8346 8282  
Fax 01(81)8311 4364

**Puebla**  
01(222)403 2997  
01(222)211 4462  
Fax 01(222)296 7570

**Lada sin costo**  
**y del interior de la República**  
01800 087 0890