

mindray

DP-10VET

Sistema Portátil de
Ultrasonido Veterinario



mindray

DP10 VB Sistema Portátil de Ultrasonido Veterinario



Diseño ergonómico moderno, sistema ligero que facilita el transporte.



Monitor LEO 12.1 con función de inclinación de 30°



Teclado de silicio que proporciona un estilo nuevo de retro-iluminación.



Compensación de ganancia en función del tiempo (fGC) de 8 segmentos que garantiza un control de imagen preciso.



2 Puertos USB.



Batería opcional (1.5hrs uso continuo).



1 Puerto activo para transductor



Arma tu kit con transductores
(Los transductores se venden por separado)



35C20EA
TRANSDUCTOR
LINEAL



35C20EA
TRANSDUCTOR
CONVEXO



35C20EA
TRANSDUCTOR
MICROCONVEXO

DP-10VET

Sistema digital de adquisición de imágenes de diagnóstico por ecografía.

Excelente calidad de imagen y gran variedad de aplicaciones veterinarias

- Tecnología totalmente digital
- Función IP (procesamiento de imágenes) para una optimización rápida de la imagen
- Una gran variedad de transductores para aplicaciones abdominales, torácicas, cardíacas, tendinosas, oftalmológicas y para regiones pequeñas y exploraciones del sistema reproductor de animales tales como perros, gatos, equinos, bovinos, ovinos, etc.

Ahorro del tiempo de exploración al facilitar el flujo de trabajo

- Arranque rápido en 20 s
- Teclas definidas por el usuario para operaciones personalizadas
- Las imágenes o cines se guardan en el disco local o USB con sólo pulsar una tecla

Configuración estándar:

- Panel de control
- Asa de transporte
- Indicadores: encendido/batería/en espera/estado HDD
- Interfaces de entrada y salida



Puerto de salida
(VGA, super video, BNC).



Paquete de Software de
medición y cálculo.



Formato
de Reporte

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal
Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal
Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el
Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5224482452