

DP-20

Sistema de diagnóstico por imágenes ultrasónico digital



DP-20

Sistema de diagnóstico por imágenes ultrasónico digital

La buena calidad de imagen y el diseño ergonómico compacto con pantalla completa hacen de la nueva edición DP-20 su **Fuerza** opción ideal de ultrasonido en blanco y negro. Con magníficas imágenes Doppler PW para acceder a la sangre **Fuerza** ow en diferentes condiciones clínicas, DP-20 La edición puede acompañarte a un nivel completamente nuevo. La batería incorporada y el carro móvil le brindan una solución de ultrasonido ilimitada.



Diseño móvil ergonómico con pantalla completa


- LED de alta definición de 12,1 pulgadas con diseño de pantalla
- completa Monitor ajustable con ángulo de inclinación de 30 grados
- Máximo 2 conectores de transductor universales
- Panel de control fácil de usar con retroiluminación
- Diseño ligero y compacto para una portabilidad extrema

Tecnologías de imagen avanzadas

- PW Doppler y Auto Trace revelan detalles de un ay por diagnóstico sanguíneo más completo
- Imágenes armónicas de tejido para una resolución de contraste mejorada
- iClear para imágenes con reducción de manchas, que proporciona contornos de lesión claros y nítidos
- iTouch para una optimización rápida de la imagen iZoom para un
- zoom instantáneo de la imagen en pantalla completa

Flujo de trabajo conveniente

- iScanHelper ofrece un tutorial de ultrasonido para su práctica iStorage para
- transferencia instantánea de imágenes e informes a una PC Teclas definidas por el
- usuario para operaciones personalizadas programables Escaneo ininterrumpido de
- 1,5 h con batería recargable Disco duro de 500 GB para un gran almacenamiento de
- datos del paciente



Hígado






Imagen Doppler PW del riñón



Útero



Carótida