

# DRX1

Sistema de Radiografía Portátil DR para uso Humano.  
Imágenes en **HIGH DEFINITION**.  
Adquisición, Transmisión y Procesamiento de Rayos X.  
Diagnóstico y Gestión de la Información del Paciente.

## Eco-friendly & Seguro

El generador de Rayos X satisface las demandas clínicas empleando baja potencia, baja dosis y baja intensidad de radiación.

## Sistema de Autodiagnóstico

El generador cuenta con un sistema de auto diagnóstico que se ejecuta al encender el generador y cuenta con códigos de falla e informe inteligente de errores.



## Luz de Láser Doble

Facilita apuntar la distancia de 1 metro rápidamente, mejorando así la eficiencia del examen.

## Control de Exposición WiFi

Controla la exposición de manera inalámbrica con WiFi a través de la PC (Cuando se usa el Sistema DRX1). Sin la exposición cableada, la operación está libre de la longitud del cable y el límite de espacio. El control de exposición inalámbrico en cualquier ángulo y distancia reduce efectivamente la radiación al operador.



## Características Generales

Tecnología avanzada de suministro de energía. El sistema de control Double Closed-Loop que regula la corriente del tubo logra una precisión dentro del 3%, superando la mayoría de los instrumentos de Rayos X en el mercado.



## Especificaciones Técnicas Flat Panel:

- Tipo de receptor: Silicio amorfo.
- Pantalla de conversión: GOS
- Tamaño del panel: 14" x 17"
- Echada del pixel: 139
- Matriz: 2300 x 2800 pixeles
- Resolución limitante: 3.6 lp/mm
- Conversión A/D: 14 Bits
- Tiempo de adquisición: 5s
- Incluye 2 baterías de 4 hrs. de duración cada una



### Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62  
CDMX  
55 3093 9090

### Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

### Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

### Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

### Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)  
@byHergom 5224482452