

## Termómetro digital PEDIÁTRICO ECT-10&

- Uso oral, axilar y rectal.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- +/- 0.1 margen de error.
- Sonido indicador cuando la medición se completó.
- Mide temperatura de 32°C a 42.9°C.
- Toma 60 segundos para medir la temperatura corporal.
- Disponible con diseños en forma de perro (ECT-10PE), rana (ECT-10RA), panda (ECT-10PA) y pato (ECT-10PT).



#### Sucursales

Matriz  
México D.F.  
01(55)3093 9090

Guadalajara  
01(33)3617 0335  
01(33)3617 0465  
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey  
01(81)1365 2926  
01(81)1365 2927  
01(81)8346 8282  
Fax 01(81)8311 4364

Puebla  
01(222)403 2997  
01(222)211 4462  
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo  
y del interior de la República  
01800 087 0890