



german|engineering

Unidad de estimulación electrónica digital EM 38

Fácil de usar.

Con cierre de velcro.

Cinturón de estómago para tallas de cintura de 90 a máx. 55 en (75 a máximo 140 cm), cinturón de extensión incluido.

Forma ergonómica flexible.

Electrodos de contacto sin desgaste hechos de material de carbono conductivo.

Electrodos con contacto de agua (sin gel de contacto, sin reemplazo).

Pantalla LCD con símbolos figurativos.

4 programas de entrenamiento (25-30 min).

Intensidad ajustable desde 0 hasta 20.

Temporizador de cuenta regresiva con tiempo restante.

Función de desconexión / pausa de seguridad / desconexión automática / bloqueo de fechas.

Elemento de control extraíble.

Cinturón lavable a mano.

Indicador de cambio de batería.

El dispositivo no debe ser utilizado por usuarios de marcapasos cardíacos, epilépticos, mujeres embarazadas, personas con arritmias cardíacas.

Tensión de salida máx. 50 V p-p (carga de 500 Ohm).

Corriente de salida: máx. 100 mA p-p (carga de 500 Ohm).

Frecuencia de salida: 2-110 Hz.

Ancho de pulso: 60-220 µs por fase.

Forma de pulso: pulsos cuadrados simétricos y bifásicos.

Baterías incluidas.

Producto médico.

Unidad de venta: 3 / Caja de envío: 6 x 3.

EAN no.: 4211125 884008

Número de artículo: 884.00

