



Electroestimulador Digital TENS/EMS EM 80

SIN DOLOR



Ingeniería
Alemana



tecnología
TENS

Estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea (TENS)



tecnología
EMS

Estimulación eléctrica muscular
(EMS)



Relajación y masaje



Funciones:

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) -
alivio del dolor sin medicamentos ni efectos secundarios
Estimulación eléctrica muscular (EMS) -
para el entrenamiento y la regeneración muscular
Masaje: relajación y bienestar

4 canales ajustables por separado con 8 electrodos autoadhesivos

30 aplicaciones preprogramadas (TENS/EMS/Masaje)

20 programas programables gratuitos (TENS/EMS): frecuencia, ancho de pulso, tiempo de encendido, tiempo de apagado

Función "Doctor": coordinación ideal para su programa terapéutico personal

Función de temporizador (ajustable entre 5 y 90 minutos)

Pantalla retroiluminada de fácil lectura

Diseño ergonómico

Desconexión de seguridad

Corriente de salida: máx. 180 mA p-p (carga de 500 ohmios)

Frecuencia de salida: 1-120 Hz

Ancho de pulso: 40-250 μ s por pulso

Forma del pulso: pulsos cuadrados bifásicos

Con manual de instrucciones detallado (incluyendo posibilidades de aplicación)

Incluye pilas (3 x AA)

Práctica bolsa de almacenamiento incluida

Producto médico

Tamaño: 170 x 125 x 48 mm

Peso: 235 g (sin pilas)

