

handy

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

BASTÓN 4 PATAS CROMADO BST4PCN

- Mango cuello de ganso.
- Bastón de 4 puntos.
- 10 posiciones de ajuste de altura.
- Botón de bloqueo especial.
- Mango ergonómico y suave.
- Base plástico antideslizante para estabilidad y seguridad en cualquier superficie.
- Peso promedio máximo de soporte: 100 Kg.



COLORES DISPONIBLES

BST4PCN3

BST4PCN1

BST4PCN4

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

**Corporativo y
Casa Matriz.**

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

**Sucursal
Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal
Monterrey, N.L.**

81 1231 3997

**Sucursal
Puebla, Pue.**

222 403 2997
222 211 4462

**Lada sin Costo para el
Interior de la República.**

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452