

Fith

TALLÍMETRO, BARRA METÁLICA DE ALTURA CON BASE. MPS200C.

Especificaciones

Modelo	MPS200C
Rango de Medida	85 ~ 210 cm (33 1 / 2 ~ 82 5 / 8 pulgada)
División de Medida	34 X 88 X 28 cm
Rango de Temperatura	10 ~ 40 °C

Instrucciones de Seguridad

Antes de usar la vara de medir, tómese un tiempo para leer las siguientes instrucciones de seguridad:

- Siga las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice el material de montaje suministrado.
- Al ensamblar, asegúrese de que los tornillos estén apretados y que la barra se haya ensamblado correctamente
- Doble hacia abajo la corredera de medición después de medir la altura para evitar el riesgo de lesiones.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

 @byHergom  5624482452