



MULETA DESMONTABLE 3 EN 1 HANDY MLT-D

Desmontable para fácil almacenamiento y transporte.




- Completamente ajustable a distintos tamaños (CH, M, G).
- Pueden ser utilizadas por niños, jóvenes y adultos.
- 13 niveles para ajuste de altura.
- 8 niveles para ajuste de empuñadura.
- Axilares y puños de material suave.
- Estructura de aluminio de alta resistencia.

Peso:

- Peso Bruto: 2.120 kg
- Peso Neto: 1.835 kg

Rango de regulación de altura.

	INFANTIL	JUNIOR	ADULTO
Rango de regulación de altura:	95-115 cm	116-135 cm	135-155 cm
Rango de altura del usuario:	130-155 m	156-170 m	170-190 m
Rango de peso del usuario:	peso máximo: 120 kg		



Medida de muletas dobladas:

- Largo: 20.5 cm x Alto: 53 cm x Ancho: 06 cm

MODO DESMONTABLE

para fácil transportación y almacenamiento.

