



# TERMÓMETRO INFRARROJO TIY01

## Características:

- Medición rápida y sin contacto.
- Obtención de la lectura en 1 segundo.
- Medición simple e intuitiva.
- Control de vibraciones.
- Modo silencioso para confort del paciente.
- Medición de distancia para la toma correcta.
- Pantalla retroiluminada.
- Alerta de fiebre.
- 

## Especificaciones Técnicas

- Rango de Medición: 32- 43°C
- Unidad de temperatura: °C / °F
- Dimensiones; 149 X 38 X 42 mm
- Tiempo de respuesta: 1 segundo
- Apagado automático: 30 segundos
- Distancia de medición: 0 - 5 cm
- Certificación ISO13485 /CE/CFDA aprobado



**Medición con un botón**



**Indicador acústico**



**Indicador de fiebre**