



FM 200
Achillomed®

beurer

FM 200 Achillomed® Masajeador del tendón de Aquiles

 german
engineering



Para aliviar los problemas del tendón de Aquiles.



Masaje calmante del
Tendón de Aquiles que
estimula la circulación.

- 6 cabezales de masaje giratorios
- 2 configuraciones de velocidades de masaje
- Con ajuste de altura y ancho
- 2 configuraciones de dirección de masaje
- Cabezales de masaje extraíbles para facilitar la limpieza
- Pantalla de funcionamiento LED iluminada
- Operación de red:
- Entrada: 100-240 V ~; 50/60 Hz; 0,45 A
- Salida de: 15 V 1,0 A; 15 W
- Medidas del producto (LxAnxAI): 32 x 26,5 x 15 cm
- Peso del producto: aprox. 2,5 kg
- 3 años de garantía

EAN no.: 4211125 64933 3

Item no.: 649.33



649.33_FM200_Achillomed_2018-03-13_01_DS_EN_BEU Sujeto a errores y cambios

PhysioLine