




FM 250  
Piernas vitales

beurer

## Potenciador de circulación EMS FM 250 Piernas Vitales

german  
engineering



Dispositivo de electroestimulación para aliviar la hinchazón y el dolor.



Función de paso adicional para movilizar los pies

Favorece la circulación y revive la tensión muscular  
Favorece la circulación y alivia la tensión muscular

6 electrodos (2 almohadillas de electrodos área del pie y 1 electrodo en el manguito)

2 canales ajustables por separado

1 programa con 15 variaciones de onda de pulso

Niveles de intensidad seleccionables de 1 a 99

Incl. función de temporizador (5 a 90 minutos)

Incl. puños para una estimulación adicional del área de la pierna

Función de bloqueo de 2 niveles de la superficie del pie

Incl. interruptor de mano para un uso conveniente

Dispositivo médico

Incl. 4 pilas AA de 1,5 V y 2 pilas AAA de 1,5 V

Funcionamiento en red:

Entrada: 100-240 V ~; 50/60 Hz; 0,2 A

Salida: DC 6,0 V 300 mA

Medidas del producto (LxAxAI): 28,3 x 37,2 x 11,1 cm

Peso del producto: aprox. 1,5 kg (sin pilas)

3 años de garantía

EAN no.: 4211125 64937 1

Item no.: 649.37



649.37\_FM250\_VitalLegs\_2018-06-20\_01\_DS\_EN\_BEU Sujeto a errores y cambios es

PhysioLine