




Termómetro multifuncional FT 65



Ingeniería
Alemana



Temperatura de la frente, del oído y de la superficie, alarma de alta temperatura, fecha y hora, 10 espacios de memoria



Medición en segundos



6 en 1:

- Medida en segundos en el oído.
- Medición de la temperatura de la frente en segundos.
- Temperatura de la superficie de objetos y líquidos.
- Alarma óptica de alta temperatura.
- Fecha y hora.
- 10 espacios de memoria.

Apto para toda la familia.

Pantalla grande y fácil de leer.

Indicación de temperatura normal o alta a través de LED de color.

- verde = todo o.k.
- rojo = alarma de fiebre (más de 38 ° C / 100.4 ° F).

Precisión de la medición:

- Frente: +/- 0.3 ° C (+/- 0.5 ° F).
- Oído: +/- 0.2 ° C (+/- 0.4 ° F).
- Objeto: +/- 1.5 ° C (+/- 2.7 ° F) con <30 ° C; +/- 5% con > 30 ° C.

Indicación de ° C y ° F.

Diseño moderno y práctico.

Fácil de limpiar.

Apagado automático.

Con indicador de cambio de batería.

Incluye 2 pilas AAA de 1,5 V.

Medidas del producto (L / An / Al): 38.2 x 138 x 46.5 mm.

Peso del producto: aprox. 90 g.

Producto médico