



FT90 Termómetro Digital Clínico


- *Medición sin entrar en contacto con la piel <2 segundos
- *Técnica de medición por infrarrojos
- *Alarma al final de la medición y alarma de fiebre
- *Escanea de 2 a 3 cm de distancia

- *Visualización de °C y °F
- *Control de sonido (On/Off)
- *Precisión de medición:
 Temp. Corporal: $\pm 0,2$ °C: 36-39 °C ($\pm 0,4$ °F: 96,8-102,2 °F)
 En el resto del margen de medición: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F)
 Objeto: $\pm 0,2$ °C: 22-80 °C ($\pm 0,4$ °F: 76-176 °F)

- *Almacena hasta 60 memorias en temperatura corporal
- *Mecanismo de desconexión automático
- *Pantalla XL de fácil lectura, iluminada en azul

- *Con práctico estuche
- *Incluye 2 pilas de 1,5V AAA
- *1 Año de garantía

- ***ESCANEA** la temperatura corporal, ambiental y de la superficie
- *Medición de temperatura **SIN CONTACTO** rápida, segura, exacta
- *Ideal para tomar la temperatura a bebés y niños
- *De fácil lectura con **PANTALLA EXTRAGRANDE**



	60 Memoria
	OK Fiebre
	°C/°F
Batería 	1 Año Garantía