



## BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO AWC06

Nuestra barra de seguridad es una solución práctica y segura para facilitar el uso del inodoro. Diseñada con una estructura adaptable que se ajusta a distintos tamaños y modelos de taza, así como a las necesidades específicas de cada usuario. Su estructura resistente ayuda a reducir el esfuerzo físico y disminuye el riesgo de caídas, lo que la hace ideal para adultos mayores, personas en rehabilitación o con movilidad reducida, ya sea en hogares, clínicas o centros de asistencia.

### Parámetros técnicos

<b>Capacidad de carga:</b>	350lb (aprox.158 kg)
<b>Peso del producto:</b>	5.80lb (aprox. 2.7 kg)
<b>Dimensiones del paquete:</b>	44 x 11 x 34 cm
<b>Dimensiones plegado</b>	51 x 14 x 77 cm
<b>Método de plegado:</b>	Hebilla
<b>Color:</b>	Plateado + azul
<b>Material del marco:</b>	Aleación de aluminio
<b>Grosor del material del marco:</b>	1.25 cm
<b>Material del reposa brazos:</b>	Espuma
<b>Altura ajustable:</b>	59-74 cm (7 niveles)
<b>Ancho ajustable:</b>	62-77cm (7 niveles)



### Indicaciones de seguridad

1. Utilice únicamente sobre superficies estables.
2. Inspeccione regularmente para detectar signos de desgaste, daño o piezas sueltas.
3. Limpie periódicamente utilizando un detergente suave y agua tibia; enjuague para eliminar los residuos de jabón y seque completamente.
4. Antes de usar confirme con su médico (o proveedor de atención médica que el producto cumple con sus necesidades específicas.