



BY 80

beurer
babycare

BY 80 Báscula para bebés


Ingeniería
Alemana



**Pantalla
LCD**

Pantalla LCD de fácil
lectura de 72 x 28 mm



**Capacidad
de 20 kg**

Capacidad máxima
de pesaje de 20 kg



**Función
HOLD**

Función de retención de peso
automática y manual que permite
registrar el peso del bebé incluso
cuando está en movimiento



Función HOLD automática y manual permite registrar el peso
incluso cuando el bebé está en movimiento

Pantalla LCD de gran tamaño (dígitos de 23 mm)

Superficie de pesaje curva

Mecanismo de encendido: Botón

Capacidad máxima de pesaje: 20 kg

Graduación: 5 g

Unidades de medida seleccionables: kg, lb y oz.

Superficie fácil de limpiar

Base antideslizante: Soportes de goma resistentes a la abrasión

Apagado automático

Alimentación: 2 pilas AA de 1.5 V

Garantía: 5 años

Unidades por empaque: 2 piezas

Código EAN: 4211125956059

Número de artículo: 956.05