



Colchón de presión alterna CC04

- Modelo: CC04
- Material del colchón: PVC
- Dimensiones: 180x81x6 cm
- Color: Beige
- Capacidad máxima: 120kg
- Células de aire: 130

Especificaciones del compresor de aire

- Presión de salida: $\geq 14\text{kPa}$
- Flujo: $\geq 5\text{L/min}$
- Alimentación: $120 \pm 10\%$ AC, 60Hz
- Potencia de entrada: $\leq 7\text{W}$
- Sistema de funcionamiento: continuo
- Clasificación eléctrica: Clase II, piezas aplicadas tipo BF

Condiciones de funcionamiento

- Temperatura: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $30\% \sim 80\%$
- Presión atmosférica: $80\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $\leq 85\%$
- Presión atmosférica: $50\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

Contenido

- 1 colchón de aire, 1 manguera de conexión, 1 compresor de aire, 1 manual de usuario, 2 parches y 1 pegamento.

