



PAR DE MULETAS CON SOPORTE AJUSTABLE MLT (A)

Muletas ligeras y resistentes, diseñadas para brindar apoyo y estabilidad durante la recuperación. Cuentan con altura ajustable para adaptarse a diferentes usuarios y empuñaduras ergonómicas que ofrecen mayor comodidad. Su base antideslizante garantiza seguridad al caminar.

Especificaciones técnicas

Modelo	Altura total	Capacidad máxima	Peso neto	Peso bruto
MLTCHA	95-115 cm	100kg	720g	800g
MLTMA	115-135 cm	100kg	770g	855g
MLTGA	135-155 cm	100kg	810g	910g

Composición

Tubo	Empuñadura	Punta	Botón	Almohadilla axilar
Aluminio	TPR	Goma	Acero	TPR


Presentación comercial del producto

Composición del empaque primario: Bolsa plástica

Composición del empaque secundario: Caja de cartón



Punta de goma



Empuñadura



Almohadilla axilar



Bloqueo de resorte

