



# RESPIRADOR APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO RY450



# RESPIRADOR APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO RY450

- Modo: CPAP, Auto CPAP
- Presión: 4-20 cmH<sub>2</sub>O
- Ruido: 28 dBA ± 2 dBA
- Humidificador eficiente
- Arranque/Parada Inteligente
- Tecnología FPS
- Recordatorio de fugas
- Ajuste de altitud
- Compensación de fugas
- Gestión de datos
- Detección de apnea central
- Humidificación inteligente



## PARÁMETROS DE EMPAQUE

Modelo	Cantidad [Pza./Caja]	P.B. / P.N. [kg]	Medidas [cm]
RY450	1	4.5/2.4	48.5 X 32.5 X 21.5



### Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A  
#62 CDMX  
55 3093 9090

### Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

### Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

### Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

### Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

